

# Handi One

- Här kan du läsa mer om [Handi One](#).

## Förskrivning

- Om en utprovning önskas tillsammans med en hjälpmedelskonsulent, skicka in ett utprovningsunderlag Kosmos till HMC. Hjälpmedelskonsulent tar kontakt för tidsbokning.
- För att förskriva Handi One och göra anpassningarna på egen hand, se efterföljande sida.



# Handi One

- Skicka in en ordinationsblankett till ansvarig hjälpmedelskonsulent för att få en Handi One förskrivnen till brukaren. Handi One levereras ut till förskrivaren.
- Starta upp Handi One. Anpassa den utifrån brukarens behov.
- Skapa ett användarkonto till brukaren i myAbilia. Gå in i Handi One och koppla upp den mot brukarens WiFi (finns i Android-inställningarna). Gå in under Inställningar – myAbilia och logga in med användarnamn och lösenord. Nu är Handi One synkroniserad mot myAbilia.
- Licensen i Handi One är giltig i 3 år. Därefter behöver en licensförlängning av Handi5 SW göras.
- Handi One kostar 400 kr per år för brukaren.

