

Sortimentsöversikt Kroppsburet skyddsmaterial:

Hälskydd/ankelskydd

Knäskydd

Armbågsskydd

Hjälm

Höftskydd

Öron– avlastningskudde

Innehåll

Hälskydd	1
Svenko hälskydd.....	1
Gelbodies	1
Häl- och ankelskydd.....	1
Knäskydd.....	1
Gelbodies	2
Armbågsskydd	2
Hjälm.....	3
Toppen77	3
Höftskyddsbyxa	4
Höftskydd SafeHip AirX Unisex.....	4
Höftskydd SafeHip AirX Open	4
Höftskydd SafeHip AirX (Men) Herr	5
Höftskydd SafeHip Active Unisex.....	5
Öron- avlastningskudde.....	6
Tryckavlastningskudde	6

Hälskydd



Svenko hälskydd

Hälskydd fylld med silikoniserade polyesterhålfibrer för att minimera risken för skjuv och friktion. Används i trycksårspåbyggande syfte.

Leverantör Arjo Scandinavia AB www.arjohuntleigh.se

art nr 10477

Gelbodies



Häl- och ankelskydd

Gelbodies används för att uppnå ett långtidsskydd mot trycksår och nervskador.

Leverantör Salubrious AB www.salubrious.se

Mät största omkretsen när produkten ska användas. Hamnar storleken mellan två storlekar, välj då den större.

art nr	storlek
26875	S 20-25 cm
26794	M 25-30 cm
26795	L 36-36 cm

Knäskydd



Gelbodies används för att uppnå ett långtidsskydd mot trycksår och nervskador.

Leverantör Salubrious AB www.salubrious.se

Mät största omkretsen när produkten ska användas. Hamnar storleken mellan två storlekar, välj då den större.

art nr	storlek
35075	S 23-28 cm
30119	M 28-33 cm
37411	L 33-41 cm

Gelbodies

Armbågsskydd



Gelbodies används för att uppnå ett långtidsskydd mot trycksår och nervskador.

Leverantör Salubrious AB www.salubrious.se

Mät största omkretsen när produkten ska användas. Hamnar storleken mellan två storlekar, välj då den större.

art nr	storlek	art nr	storlek
24044	S 20-25 cm	24045	L 36-36 cm
23208	M 25-30 cm	24046	XL 36-41 cm

AireRx Protect

Häl- och ankelskydd



Strumpor med friktions- & skjuvningsprevention. Tryckfördelande skum under foten, hälen och på sidorna vid anklarna. Brukaren bör ej gå med AireRx Protect på sig då risk för halka och fall föreligger.

Leverantör Salubrious AB www.salubrious.se

Mät största omkretsen när produkten ska användas. Hamnar storleken mellan två storlekar, välj då den större.

art nr	storlek
39572	S vä 20-25 cm
39573	S hö 20-25 cm
39574	M vä 25-30 cm
39575	M hö 25-30 cm
39576	L vä 30-36 cm
39577	L hö 30-36 cm

Hälskydd



Häldyna ROHO

Häldynan motverkar trycksår på hälar. Kan även användas på armbågen.

Leverantör Permobil AB www.permobil.se

art nr 35309

Hjälm



Toppen77

Tyghjälm, hakspännet finns i två utföranden, ej självutlösande och självutlösande.

Skyddsegenskaper

Barn:

Vid låga fallhöjder, som det handlar om när ett barn ramlar, ger hjälmen ett gott skydd mot hjärnskakning vid fall mot plant golv. Dock ger den inte, som t.ex. cykelhjälm, skydd vid fall mot spetsiga och kanter och föremål, som t.ex. om huvudet ramlar mot en tröskel.

Vuxen:

När det handlar om en vuxen person som bär hjälmen måste man vara medveten om betydelsen av såväl huvudets vikt som fallhöjden, då det är här är fråga om fallhöjder, som är mycket större än en meter. Dessutom är huvudets vikt större än ett barns. Den påverkan som huvudet utsätts för vid ett fall är BETYDLIGT STÖRRE!

Leverantör Minicrosser www.minicrosser.se

Hjälm finns för huvudomfång 42 cm – 62 cm.
Lämplig storlek är huvudomfång ökat med 1 cm.

Höftskyddsbyxa

Höftskydd SafeHip AirX Unisex



SafeHip används för att förebygga höftfraktur hos äldre personer.

Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd.

Leverantör NordiCare Ortopedi och Rehab AB
www.nordicare.se

Måttagning, cm över höften på bredaste stället

art nr	storlek	höftmått	art nr	storlek	höftmått
31065	XS	65-85	31067	S	75-95
31068	M	90-110	31069	L	100-120
31066	XL	110-140	32223	XXL	120-150

Höftskydd SafeHip AirX Open



SafeHip används för att förebygga höftfraktur hos äldre personer.

Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd.

Leverantör NordiCare Ortopedi och Rehab AB
www.nordicare.se

Måttagning, cm över höften på bredaste stället

art nr	storlek	höftmått	art nr	storlek	höftmått
31070	XS	65-85	31072	S	75-95
31073	M	90-110	31074	L	100-120
31071	XL	110-140	38047	XXL	120-150

Höftskydd SafeHip AirX (Men) Herr



SafeHip används för att förebygga höftfraktur hos äldre personer.

Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd.

Leverantör NordiCare Ortopedi och Rehab AB

www.nordicare.se

Måttagning, cm över höften på bredaste stället

art nr	storlek	höftmått
38894	XS	65-85
33065	S	75-95
33064	M	90-110
32836	L	100-120
38895	XL	110-140
38896	XXL	120-150

Höftskydd SafeHip Active Unisex



SafeHip används för att förebygga höftfraktur hos äldre personer.

Höftskyddsbyxa med mjuka, fastsydda textila skydd.

Leverantör NordiCare Ortopedi och Rehab AB

www.nordicare.se

Måttagning, cm över höften på bredaste stället

art nr	storlek	höftmått
30182	S	85-95
30552	M	92-105
30186	L	105-115
30041	XL	115-125
38897	XXL	125-140

Öron- avlastningskudde



Tryckavlastningskudde

Kudden är fylld med bolsterpärlor som formar sig efter ansiktets form och stödjer från hakspetsen över kind och käkpartiet upp mot tinningloben. Ett elastiskt hål format som ett öra i kombination med kuddens fyllnadsmaterial gör att örat får en total avlastning. Kudden används framförallt av brukare som ligger stilla i sängen och som riskerar att få trycksår eller som redan har sår.

Leverantör Togemo AB www.togemo.se

art nr	storlek
35067	kudde 30x30 cm
37608	överdrag