

# Sortimentsöversikt

## Omgivningskontroll, porttelefon och styrsätt

## Innehåll

Omgivningskontroll, reläboxar .....	1
Reläbox Andromeda socket .....	1
Reläbox Falck 5700 Kari StyrBox ver. 3.....	1
Omgivningskontroll, kontaktstyrning av leksak .....	2
Batterikontakt.....	2
Omgivningskontroll, alternativ styrning .....	2
Sängmottagare Gewa Andromeda IR-REC8 BED .....	2
Strömbrytare .....	3
Big Red med Twist.....	3
Jelly Bean med Twist .....	3
Specs Switch, Manöverkontakt, Blå .....	3
Manöverkontakt Pikobutton.....	4
Mini Beamer .....	4
Kontakt Kudd KK-1 .....	4
Vippkontakt CM-2 .....	5
OMK MICRO LIGHT .....	5
Origin sug/blås-kontakt .....	5
Sug/blåskontakt SB-2H Komplet .....	6
Kontakt Ping-Pong.....	6
Blåskontakt PUH.....	6
Omgivningskontroll, Sändare.....	7
IR-sändare Control Medi Easy .....	7
IR-sändare Control Medi Standard.....	7
IR-sändare Control 10.....	8
IR-sändare Control Prog.....	8
IR-sändare Control Medi Multi .....	9
IR-sändare Control TV .....	9
IR-sändare Big Jack IR-6SP .....	10
Porttelefon.....	10
Porttelefon Duocom högtalande med IR .....	10

## Omgivningskontroll, reläboxar

Reläboxar används för att trådlöst tända och släcka lampor, koppla på och av radio och många andra funktioner. Används tillsammans med en ir-sändare eller kontakt.



### Reläbox Andromeda socket

Reläbox avsedd för att trådlöst tända och släcka lampor, koppla av och på strömmen till stereo, TV, datorer och värmeelement. Den är försedd med inbyggd IR-mottagare för styrning från GewaLink-sändare och inbyggd GewaRadio-mottagare. Det går också att koppla på och av strömmen genom att ansluta en manöverkontakt.

Leverantör Abilia AB [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr  
40206



### Reläbox Falck 5700 Kari StyrBox ver. 3

Kari Styrbox är en reläbox som gör det lättare att styra/aktivera elektrisk utrustning, batteridrivna apparater och utrustning som styrs av en fjärrkontroll (IR-styrd), kontakt eller med en av och påknapp på sladden.

Leverantör Abilia AB [www.abilia.com](http://www.abilia.com)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr  
27094

## Omgivningskontroll, kontaktstyrning av leksak



### Batterikontakt

Styr en batteridrivnen leksak eller apparat med en manöverkontakt. Placera kopparplattan mellan batterikontakten och batteriet i apparaten, koppla in en manöverkontakt.

Leverantör Rehabcenter [www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr

28109

Batterikontakt, stort batteri C (R14)

19684

Batterikontakt, litet batteri AA (LR6)

## Omgivningskontroll, alternativ styrning



### Sängmottagare Gewa Andromeda IR-REC8 BED

IR-mottagare med 8 funktioner för styrning av motordriven säng. Gör det möjligt att styra sängens funktioner med en Gewa IR-sändare och även med andra tryckkontakter.

Leverantör Abilia AB [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr

38308

## Strömbrytare



### Big Red med Twist

Manöverkontakt med en funktion. 4 utbytbara lock i olika färger. Samma kraft krävs över hela tryckytan. Klickljud vid aktivering. Enkla att montera med färdiga skruvhål. 1.65 m kabel med 3.5 mm stickpropp. Storlek Ø 12

Leverantör RehabCenter AB [www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr  
33163



### Jelly Bean med Twist

Manöverkontakt, storlek Ø 6 cm. 4 utbytbara lock i olika färger.

Leverantör RehabCenter AB [www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr  
33162



### Specs Switch, Manöverkontakt, Blå

Manöverkontakt, storlek Ø 6 cm. 4 utbytbara lock i olika färger.

Leverantör RehabCenter AB [www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr  
18979

### Manöverkontakt Pikobutton



Lättryckt manöverkontakt.  
1,5 m kabel med 3,5 mm vinklad telepropp. Diameter:  
50 mm och 30mm.  
Tryckkraft (50mm)125g och (30mm)75g.

Leverantör Abilia AB [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr **50 mm**  
30434 Svart

**30 mm**  
23826 Blå  
30433 Silver  
23828 Guld  
32587 Svart  
35719 Svart vattentålig



### Mini Beamer



Mini Beamer fungerar som en traditionell manöverkontakt, men utan långa kablar. Sändaren aktiveras med touchyta.

Leverantör RehabCenter AB [www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr  
36817

### Kontakt Kudd KK-1



Kuddkontakten är innesluten i en tygpåse som går lätt att ta av och tvätta, 2,5 m kabel med 3,5 mm rak telepropp.  
Storlek: 105 x 60 x 23 mm

Leverantör: Abilia AB [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr  
14100



### Vippkontakt CM-2

Lättmanövrerad vippkontakt med 105 mm,  
1,5 m kabel med 3,5 mm vinklad telepropp  
Storlek: 165\*45\*10 mm  
Tryckkraft 30gr  
Vikt 30 gr

Leverantör Abilia AB [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Förskrivare A Lo SP

Art nr  
14102



### OMK MICRO LIGHT

Passar för personer med muskelsvaghet och liten  
rörelseförmåga  
Storlek 4,5x1,3x2 cm  
Tryckkraft 10 gram

Leverantör Picomed AB [www.picomed.se](http://www.picomed.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr  
14881



### Origin sug/blås-kontakt

Manöverkontakten består av headset med munstycke  
och tryckavkännare för två funktioner. Levereras med  
två anslutningskablar med 3,5 mm propp.

Leverantör RehabCenter AB [www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr  
33955

### Sug/blåskontakt SB-2H Komplet



Storlek 105 x 60 x 23 mm

Vikt 50 gr

Manöverkraft 200 gr

Leverantör Abilia AB [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr

14104

### Kontakt Ping-Pong



Ping-Pong kontakten manövreras genom ett enkelt tryck. Flexiarm 52 cm eller 30 cm

Leverantör Knop Rehatek AB [www.knop.se](http://www.knop.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr

23924 52 cm

23540 30 cm

### Blåskontakt PUH



Blåskontakt med 52cm arm och klämma.

Leverantör Knop Rehatek AB [www.knop.se](http://www.knop.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr

23925



## Omgivningskontroll, Sändare

Med IR-sändare kan man trådlöst styra funktioner i sin omgivning.



### IR-sändare Control Medi Easy

IR-sändare som ligger lätt i handen, med lätttryckta knappar.

Den har 4 alternativt 2 knappar. Både 4- och 2-knappars raster medföljer. IR-signaler från andra fjärrkontroller kan läsas in.

När man trycker på knapparna så får man bekräftelse i form av vibration, ljud och ljus.

Den kan anpassas med bildstöd.

Leverantör Abilia AB [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr  
37130



### IR-sändare Control Medi Standard

IR-sändare som ligger lätt i handen, med lätttryckta knappar.

Den har 8 knappar och 4 nivåer (totalt 28 funktioner).

IR-signaler från andra fjärrkontroller kan läras in.

När man trycker på knapparna så får man bekräftelse i form av vibration, ljud och ljus.

Kan anpassas med bildstöd

En strikt kodad kanal för t.ex. dörröppning finns.

Leverantör Abilia AB [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr  
37132



### IR-sändare Control 10

Programmerbar IR-handsändare med 10 knappar. Kan lära in signaler från olika fjärrkontroller.

Max 36 kanaler i 4 nivåer.

Kan anpassas med bildstöd

En strikt kodad kanal för t.ex. dörröppning finns.

Leverantör Abilia AB [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr  
25672



### IR-sändare Control Prog

Programmerbar IR-sändare som kan lära in funktioner från andra fjärrkontroller.

Kan även styras med scanning med två stycken

1-funktions- eller flerfunktions manöverkontakter.

En strikt kodad kanal för t.ex. dörröppning finns.

Leverantör Abilia AB [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr  
25673



### **IR-sändare Control Medi Multi**

IR-sändare som ligger lätt i handen, med lätttryckta knappar.

Den har 8 knappar och 4 nivåer (totalt 28 funktioner) med möjlighet att sända både IR och GEWA radio.

IR-signaler från andra fjärrkontroller kan läras in

Kan även styras med scanning med en manöverkontakt.

När man trycker på knapparna så får man bekräftelse i form av vibration, ljud och ljus.

Kan anpassas med bildstöd.

En strikt kodad kanal för t.ex. dörröppning finns.

Leverantör Abilia AB [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr  
37131



### **IR-sändare Control TV**

IR-sändare som gör det enklare att styra exempelvis TV, DVD och digitalbox.

Den kan lagra max 10 olika funktioner.

Den behöver inte riktas direkt mot TV:n.

Knapparna är stora, tydliga och lätttryckta.

Kan anpassas med bildstöd.

Leverantör Abilia AB [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr  
30852



### IR-sändare Big Jack IR-6SP

Programmerbar IR-sändare för omgivningskontroll via manöverkontakter. Upp till 6 manöverkontakter med 3,5 mm telepropp kan anslutas för sex olika funktioner. Kanaler från TV, video och andra fjärrkontroller kan läras in. Kontakter ingår ej.

Leverantör Abilia AB [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Förskrivare A Lo Sp

Art nr  
41113

## Porttelefon



### Porttelefon Duocom högtalande med IR

Duocom är en porttelefon som passar speciellt bra för dig med nedsatt rörelseförmåga, talhandikapp eller för dig som är äldre. En porttelefon sätts fast utanför dörren och gör det möjligt att inifrån bostaden prata med den som står utanför och även låsa upp dörren så att personen kommer in.

Leverantör Abilia AB [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Förskrivare A Sjö/Ft

Art nr  
17598

Porttelefon Duocom högtalande  
med IR och en rumsenhet  
Rumsenhet Duocom

17599