

Sortimentsöversikt Hjälpmedel för överflyttning och vändning

Innehåll

Glidlakan	1
Wendylett.....	1
Glidmattor och glidtyger.....	2
Glidmatta Easyslide	2
Glidmatta Turnsheet	2
Glidmatta OneWaySlide.....	2
Glidtyg Multiglide	3
Handy glidlakan	3
Repstegar.....	3
Handstege Flexigrip.....	3
Glidbrädor	4
Glidbräda Easyglide.....	4
Glidbräda Easyglide oval	4
Glidbräda 3B Board	4
Uppresningsbälten och västar	5
FlexiBelt/EasyBelt.....	5
WalkingBelt.....	5
Slinga och förflyttningsplatta med handtag	6
Etac Sling	6
FlexiMove	6
Vridplattor.....	7
Vridplatta Rondo	7
Vridplatta Turner	7
Överflyttningsplattform.....	8
Överflyttningsplattform ReTurn	8
Överflyttningsplattform ReTurn låg.....	8
Överflyttningsplattform ReTurn 205 kg.....	9
.....	9
Bälte till ReTurn	9
Övriga tillbehör till ReTurn	9
Stödstång.....	10
Stödstång Gripo Alu.....	10

Glidlakan



Wendylett

Glidlakanet underlättar vändning i säng. Materialet motverkar nedåtglidning. Glidlakanen har en 60 cm bred glidyta och passar sängbredd 80 - 90 cm. Kan beställas separat eller tillsammans med draglakan.

Draglakan Wendylett2way har glid i två riktningar (sidled) och underlättar tillsammans med glidlakan vid vändning i säng.

Draglakan Wendylett4way har glid i fyra riktningar, i sidled samt uppåt och nedåt. Det underlättar tillsammans med glidlakan vid vändning i säng och vid förflyttning upp i säng.

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Art nr

30631 Glidlakan Wendylett 100x200

27805 Glidlakan Wendylett 140x200

30630 Draglakan Wendylett2way 100x200

27806 Draglakan Wendylett2way 140x200

27808 Draglakan Wendylett4way 140x200

36959 Draglakan Wendylett4way 140x190 med handtag

30629 Glidlakan 100x200 inkl Wendylett2way

27807 Glidlakan 140x200 inkl Wendylett2way

27727 Glidlakan 140x200 inkl Wendylett4way

Glidmattor och glidtyger



Glidmatta Easyslide

Mjuk vadderad glidmatta som underlättar t ex vändning i säng eller överflyttning till rullstol.

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Art nr
11623 Easyslide 50x60
16109 Easyslide 25x60



Glidmatta Turnsheet

Underlättar förflyttningar i säng för smärtekänsliga, tunga och vårdkrävande brukare.

Består av ett madrassöverdrag med låg friktion på mitten och antiglidtyta på kanterna, samt ett vändtäck.

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Art nr
25410 Turnsheet 200x150 komplett



Glidmatta OneWaySlide

Envägsglidmatta som används framförallt i stol eller rullstol.

Glidmattan bromsar framåt och glider bakåt.

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Art nr
20371 OneWaySlide 50x45 tubular

Glidtyg Multiglide



Används vid olika förflyttningar där man vill minska friktionen under tyngdpunkterna. Multiglide är glatt på båda sidorna vilket minskar friktionen maximalt.

Leverantör Etac AB www.etac.se

Art nr

36272 Multiglide glidtyg 72x70 cm tubformad

36273 Multiglide glidtyg 72x130 cm tubformad

Handy glidlakan



Underlättar applicering av lyftselar genom att minska friktionen mellan brukaren och underlaget.

Leverantör Liko AB www.liko.se

Art nr

30466 Handy glidlakan kort stl M, 70x70 cm

30465 Handy glidlakan kort XL, 120x85 cm

Repstegar

Handstege Flexigrip



Flexigrip används som ett hjälphandtag vid uppresning från liggande till sittande. Den fästes i sänggaveln och har flera handtag på sidorna så att brukaren kan "klättra" upp till sittande.

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Art nr

22275 Flexigrip 9x175 cm

Brukarvikt max 150 kg

Glidbrädor



Glidbräda Easyglide

Easyglide används vid sittande förflyttningar. Ovansidan är glatt och på undersidan finns antiglidtape.

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Art nr

11614 Easyglide 60x33

11616 Easyglide 75x33

16836 Easyglide 45x20



Glidbräda Easyglide oval

Easyglide oval är en tunn glidskiva som kan användas vid positionering och vid applicering av lyftsele. Den större modellen kan även användas vid liggande överflyttning.

Levereras i 2-pack.

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Art nr

36240 Easyglide 85x39 oval

35850 Easyglide 45x20 oval



Glidbräda 3B Board

3B-Board är en stabil glidbräda med svängd form. Beroende på hur man vill hamna vid förflyttningen kan brädan vändas åt olika håll, t ex att man vill högt upp i sängen eller långt in i bilsätet.

Leverantör Etac AB www.etac.se

Art nr

40251 Glidbräda 3B Board 23x77 cm

Uppresningsbälten och västar



FlexiBelt/EasyBelt

FlexiBelt och EasyBelt har flera stabila handtag, vertikalt och horisontellt, vilket gör det möjligt för medhjälparen att ha ett bra grepp i olika förflyttningssituationer.

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Art nr

18409 EasyBelt XS, midjemått 45-70 cm

15921 FlexiBelt S, midjemått 60-100 cm

15994 FlexiBelt M, midjemått 70-120 cm

20287 FlexiBelt L, midjemått 100-160 cm

23259 Flexibelt XL, midjemått 115-175 cm

Brukarvikt max 170 kg



WalkingBelt

WalkingBelt används som stöd vid gåträning med barn som har nedsatt styrka och stabilitet.

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Art nr

31187 WalkingBelt XXS, rek brukarvikt 0-25 kg, västens omkrets 60cm

34359 WalkingBelt XS, rek brukarvikt 20-35 kg, västens omkrets 70 cm

Brukarvikt max 50 kg

Slinga och förflyttningsplatta med handtag



Etac Sling

Används exempelvis vid uppresning från sittande till stående eller förflyttning högre upp i säng.

Leverantör Etac AB www.etac.se

Art nr
36274 Sling 16x120 cm

Brukarvikt max 150 kg



FlexiMove

Används exempelvis vid uppresning från sittande till stående eller förflyttning högre upp i säng.

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Art nr
11609 Uppresningsbälte FlexiMove 60x20 cm

Brukarvikt max 150 kg

Vridplattor



Vridplatta Rondo

Rondo används vid förflyttning mellan två olika sittpositioner när brukaren inte kan kliva runt med fötterna.

Leverantör Kvistberga Produkter AB www.kvistberga.se

Art nr
11629 Rondo 38 cm

Vikt	2,6 kg
Höjd	1 cm



Vridplatta Turner

Turner är en vridplatta med stödhandtag som underlättar förflyttning mellan två olika sittpositioner.

Leverantör Etac AB www.etac.se

Art nr 22300 Vridplatta Turner

Brukarvikt max	150 kg
Diameter	41 cm
Vikt	16 kg

Överflyttningsplattform

Överflyttningsplattform ReTurn



ReTurn är ett mobilt hjälpmedel för uppresning och överflyttning. Kan också användas för positionering längre bak i stol. Hjulen är låsbara.
ReTurn kan kompletteras med stödbälte ReTurn Belt. Bältet kan låsas fast på ribbstegen när brukaren står upp. Nyare modell av ReTurn har en öppning som underlättar detta.
Levereras med polstring till underbensstöden.

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Art nr 27578 ReTurn, utgående artikel
Art nr 39297 ReTurn m öppning

Brukarvikt max	150 kg
Totalbredd	57 cm
Totalhöjd	115 cm
Fotplattans höjd	4 cm
Vikt	16,5 kg

Överflyttningsplattform ReTurn låg



ReTurn för kortare personer, uppresningsstegen är lägre.

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Art nr
34877

Brukarvikt max	150 kg
Totalbredd	57 cm
Totalhöjd	99,5 cm
Fotplattans höjd	4 cm
Vikt	16,5 kg

Överflyttningsplattform ReTurn 205 kg



ReTurn som är anpassad för tyngre brukare. Bottenplattan är bredare och stegen är högre och bredare.

Art nr
39807

Leverantör Handicare AB www.handicare.se

Brukarvikt max	205 kg
Totalbredd	67,2 cm
Totalhöjd	121 cm
Fotplattans höjd	4,5 cm
Vikt	26 kg

Bälte till ReTurn



Art nr
38084 ReTurn Belt XXS
34907 ReTurn Belt XS
27833 ReTurn Belt S
27834 ReTurn Belt M
26936 ReTurn Belt L
30426 ReTurn Belt XL

Övriga tillbehör till ReTurn



Art nr
35008 Hälband



Art nr 35007 Polstring
Passar Return
standard och låg

Art nr 39837 Polstring
Passar Return 205kg

Stödstång



Stödstång Gripo Alu

Gripo Alu är en flexibel stödstång som ger trygghet vid förflyttning från sittande och liggande till stående. Den monteras mellan tak och golv och passar takhöjder 210-300 cm där taket tål en punktbelastning på 100 kg. Det finns fler olika tillbehör som monteras på stången, den kan även användas i sitt grundutförande.

Arbetsgång vid förskrivning:

Skicka förskrivning på stödstång Gripo till kundtjänst. Tekniker kontaktar förskrivare. Hembesök med eller utan förskrivare bokas beroende på vilken information tekniker fått innan hembesöket. Om rätt förutsättningar för montering finns sker montering av stödstång och eventuella tillbehör.

Leverantör Svan Care AB www.svancare.se

Art nr

31451 Stödstång Gripo Alu komplett

Brukarvikt max 150 kg