

# Sortimentsöversikt

På- & avklädning och ersättning för grepp

## Innehåll

Strumppådragare och strumpavdragare .....	1
Merrysock strumppådragare .....	1
Strumppådragare Socky kort .....	1
Strumppådragare Socky lång.....	1
Strumppåtagare och strumpavtagare .....	2
Strumppåtagare Easy slide arm .....	2
Strumppåtagare Magnide .....	2
Glidsocka för på – och avtagning Magnide 2in1 .....	3
Medi 2in1 Glidsocka för på- och avtagning Universal.....	3
Strumppåtagare Butler – långa handtag.....	3
Strumppåtagare Big Butler.....	4
Strumppåtagare Butler med ställbara handtag .....	4
Medi butler off Hjälpmedel för avtagning Universal .....	4
Knappknäppare .....	5
Knappknäppare .....	5
Knappknäppare Butler .....	5
Ersättning för grepp .....	6
Plocktång.....	6
Universalvred Uni .....	6
Antihalkduk .....	6
Vred för nyckel och lås .....	7
Nyckelgrepp metallstång.....	7
Patentlåsöppnare romboid .....	7
Patentlåsöppnare platt .....	7
Griptång .....	8
Griptång Nå Fram Aktiv .....	8
Griptång Nå Lätt Passiv .....	8
Griptång Aktiv .....	9
Griptång Aktiv Leso.....	9

## Strumppådragare och strumpavdragare



### Merrysock strumppådragare

Merrysock är tillverkad i polyetenplast. Den levereras med långa bomullsband och två klädnypor för att hålla strumpan på plats.

Leverantör: [www.sanicare.se](http://www.sanicare.se)

Art nr  
35157



### Strumppådragare Socky kort

Socky kort kan användas för att ta på korta och långa strumpor eller sockor. Strumppådragaren är utmärkt för personer med rygg-, höft- eller knäledsproblem

Leverantör [www.etac.se](http://www.etac.se)

Art nr  
10484

Längd  
40 cm



### Strumppådragare Socky lång

Socky lång gör det enkelt att ta på sig korta och långa strumpor, sockor eller strumpbyxor. Strumppådragaren är utmärkt för personer med rygg-, höft- eller knäledsproblem.

Leverantör [www.etac.se](http://www.etac.se)

Art nr  
10482

Längd  
60 cm

## Strumppåtagare och strumpavtagare



### Strumppåtagare Easy slide arm

För påtagning av armstrumpor Med hjälp av Easy Slide Arm kan brukaren enkelt ta på sina medicinska kompressionsstrumpor för arm helt på egen hand.

Leverantör [www.juzo.se](http://www.juzo.se)

Art nr	Storlek
34093	M standardstl. 1-4
34094	L standardstl. 5-6

### Strumppåtagare Magnide

Utgående



Magnide är en glidsocka som är försluten med magneter. När kompressionsstrumpan sitter uppe på benet lossas magneterna från varandra och Magnide kan på så vis avlägsnas.

Leverantör [www.juzo.se](http://www.juzo.se)

Art nr	Storlek	Skostorlek
36659	M	<40
35713	L	>40



### Glidsocka för på - och avtagning Magnide 2in1

Magnide 2in1 är en glidsocka som är försluten med magneter. När kompressionsstrumpan sitter uppe på benet lossas magneterna från varandra och Magnide kan på så vis avlägsnas. Magnide 2in1 kan användas för både på- och avtagning av kompressionsstrumpor.

Leverantör [www.medi.se](http://www.medi.se)

Art nr	Storlek	Skostorlek
41669	M	<40
41670	L	<46
41671	XL	>46



### Medi 2in1 Glidsocka för på- och avtagning Universal

Passar alla skostorlekar och lämpar sig för alla modeller av kompressionsstrumpor och strumpbyxor. Lämplig för personer som klarar böja sig ned, till alla strumplängder, armstrumpor och benstrumpor med öppen och sluten tå.

Leverantör [www.medi.se](http://www.medi.se)

Art nr  
30669



### Strumppåtagare Butler - långa handtag

Det långa handtagen ger stabilitet och minskar kravet på rörlighet hos brukaren.

Leverantör [www.medi.se](http://www.medi.se)

Art nr	Längd	Cylinderns diameter
26662	10 cm	10 cm

### Strumppåtagare Big Butler



Big Butler har en bredare cylinder och lämpar sig därför utmärkt för påtagning av större storlekar samt måttillverkade strumpor med större omfång.

Leverantör [www.medi.se](http://www.medi.se)

Art nr	Längd	Cylinderns diameter
26934	45 cm	14 cm

### Strumppåtagare Butler med ställbara handtag



Speciellt utvecklat för brukare med mycket begränsad rörlighet. De justerbara handtagen ställs in utifrån brukarens behov.

Leverantör [www.medi.se](http://www.medi.se)

Art nr	Längd	Cylinderns diameter
27367	36-57 cm	10 cm

### Medi butler off Hjälpmedel för avtagning Universal



Skaftet på hjälpmedlet placeras mellan strumpan och benet. Sedan är det bara att trycka ned handtaget. Strumpan följer med automatiskt. Passar strumpor med öppen tå som slutna tåspets samt alla storlekar. Utmärkt för brukare som har nedsatt rörlighet i höften.

Leverantör [www.medi.se](http://www.medi.se)

Art nr	Längd
30668	52 cm

## Knappknäppare



### Knappknäppare

Underlättar vid knäppande av knappar tex skjortor, blusar, kjolar

16 cm lämpligt knapphål >14 mm  
18 cm lämpligt knapphål stor > 22 mm

Leverantör [www.swereco.se](http://www.swereco.se)

Art nr	Längd
10490	16 cm
10491	18 cm



### Knappknäppare Butler

Butler har ett kulformat grepp, avsedd för lite mindre knappar. Den kulformade knappknäpparen kan även användas som blixtlåsupdragare.

Leverantör [www.etac.se](http://www.etac.se)

Art nr	Längd
23269	13 cm

## Ersättning för grepp



### Plocktång

Griptång för personer med svaga händer. Använd den till att dra ut flikar på förpackningar, blyxtlås eller att plocka upp småsaker med.

Leverantör: [www.stirex.se](http://www.stirex.se)

Art nr 13065



### Universelvred Uni

Uni Universelvred är ett specialutformat vridgrepp som underlättar små dagliga göromål som att vrida på vattenkranen, öppna/låsa dörren eller sätta på spisen, diskmaskinen eller tvättmaskinen

Leverantör [www.etac.se](http://www.etac.se)

Art nr 13067



### Antihalkduk

Leverantör [www.heamedical.se](http://www.heamedical.se)

Art nr	Storlek
13079	40 cm x 9 m
25109	40 cm x 2 m



## Vred för nyckel och lås



### Nyckelgrepp metallstång

Nyckelgrepp i form av en metallstång ger extra hävarm

Leverantör [www.swereco.se](http://www.swereco.se)

Art nr 17427



### Patentlåsöppnare romboid

Patentlåsöppnare för romboidformade låsvred fästes m medföljande skruvar

Leverantör [www.swereco.se](http://www.swereco.se)

Art nr 13077



### Patentlåsöppnare platt

Utgående artikel

Patentlåsöppnare för platta låsvred fästes m medföljande skruvar

Leverantör [www.swereco.se](http://www.swereco.se)

Art nr 13076

## Griptång

### Griptång Nå Fram Aktiv



De har en lättgående bygel som kräver liten öppningsvinkel på handen för att fingrarna ska nå runt. Handtaget är bekvämt format med ett kraftigt glidstopp och har en liten men mycket stark magnet som klarar allt från knappnålar till nyckelknippor. Tillverkad av aluminium vilket gör den mycket lätt. Ändarna på griplorna är formade för att lättare kunna gripa tag i föremål.

Leverantör [www.swereco.se](http://www.swereco.se)

Art nr	Längd	Färg	Vikt
13052	40 cm	Grå	0,19 kg
13053	60 cm	Grön	0,24 kg
13054	70 cm	Röd	0,27 kg
13055	80 cm	Blå	0,28 kg

### Griptång Nå Lätt Passiv



De har en lättgående bygel som kräver liten öppningsvinkel på handen för att fingrarna ska nå runt. Handtaget är bekvämt format med ett kraftigt glidstopp och har en liten men mycket stark magnet som klarar allt från knappnålar till nyckelknippor. Tillverkad av aluminium vilket gör den mycket lätt. Ändarna på griplorna är formade för att lättare kunna gripa tag i föremål.

Leverantör [www.swereco.se](http://www.swereco.se)

Art nr	Längd	Färg	Vikt
13060	40 cm	Grå	0,1 kg
13062	60 cm	Grön	0,12 kg
13063	70 cm	Röd	0,14 kg
13064	80 cm	Blå	0,15 kg

### Griptång Aktiv



Handtaget är vinklat för att ta tillvara handens kraft och för att ge ett effektivt grepp i olika situationer. På Handtaget finns ett pekfingerstöd som ger bättre precisionsgrepp.

Hela greppytan är klädd med slitstarkt gummi som ger god friktion och minskar kraftbehovet. Gripklon är ställbar i två lägen. Det innebär att griptången kan användas både horisontellt och vertikalt utan att armen behöver vridas. Griptången har en magnet i handtaget för att kunna plocka åt sig saker i metall.

Leverantör [www.etac.se](http://www.etac.se)

Art nr	Längd	Vikt
13056	45 cm	0,11 kg
13057	70 cm	0,13 kg

### Griptång Aktiv Leso

Utgående artikel



Ett flexibelt handgrepp ger större användningsområde. Kan enkelt ta upp småsaker som t.ex. mynt. Gummibelagda gripytor med hög friktion. Magnet som extra upplockningshjälp. Kräver minimum av handkraft. Hållbar, inga rörliga delar som kan gå sönder.

Leverantör [www.leso.se](http://www.leso.se)

Art nr	Längd	Vikt
13058	60 cm	0,075 kg
13059	78 cm	0,1 kg