

Sortimentsöversikt Ramper

Innehållsförteckning

Vikbar ramp	2
Ramp Perfolight vikbar teleskopisk F200	2
Ramp Perfolight vikbar F150, utgående	2
Ramp Perfolight vikbar för elrullstol FW200 (extra bred)	2
Vikbar och teleskopisk ramp	3
Ramp Perfolight vikbar teleskopisk FT300	3
Ramp Perfolight vikbar teleskopisk för elrullstol FTW300(extra bred)	3
Vikbar ramp med hel åkyta	4
Ramp iRAMP 76x90	4
VR20 Vikbar ramp (Anyramp)	5
Information vid förskrivning	6
Tröskelramp Quickramp	7
Tröskelramp Excellent	8
Tillbehör Tröskelramp Quickramp	9
Tillbehör Tröskelramp Excellent	9

Vikbar ramp

Ramp Perfolight vikbar teleskopisk F200

Ramp Perfolight vikbar F150, utgående

Ramp Perfolight vikbar för elrullstol FW200 (extra bred)



	F200	F150 (utgående)	FW200
Artikelnummer	22239	22320	28247
Ansvar	KFR		
Förskrivare	AS		
Maxlängd	200cm	150cm	212cm
Invändig bredd	21cm	21cm	26,5cm
Vikt/st	6,3kg	4,9kg	8kg
Max belastning per par	250kg	300kg	300kg
Leverantör	Feal AB		

Vikbar och teleskopisk ramp

Ramp Perfolight vikbar teleskopisk FT300

Ramp Perfolight vikbar teleskopisk för elrullstol FTW300(extra bred)



	FT300	FTW300
Artikelnummer	27486	28248
Ansvar	KFR	
Förskrivare	AS	
Längd	200-276cm	212-295cm
Invändig bredd	19cm	25cm
Längd ihopvikt	100cm	107cm
Vikt/st	8,6kg	11,4kg
Max belastning per par	250kg	250kg
Leverantör	Feal AB	

Vikbar ramp med hel åkyta

Ramp iRAMP 76x90



Portabel lättviktsramp som är vikbar på längden.

Artikelnummer	41471
Ansvar	KFR
Förskrivare	AS
Längd	92 cm
Invändig bredd	76 cm
Bredd ihopfälld	39 cm
Vikt	6,5 kg
Maxbelastning	400kg
Rek maxhöjd	18 cm

Leverantör [Feal AB](#)

VR20 Vikbar ramp (Anyramp)



Vikbar ramp med hel åkyta i sträckmetall. Den är tung och skrymmande vilket innebär att HMC:s chaufförer kan leverera och hämta hos brukare. Vi rekommenderar att två personer hjälps åt vid utplacering av denna ramp. OBS! Chaufförerna ansvarar ej för utplacering av rampen. Anyramp kommer i de flesta fall att bli liggande på samma ställe och eftersom den inte har någon fast förankring så är det av vikt att brukare eller anhörig kan se till så att rampen ligger tryggt på plats över tid.

	VR20
Artikelnummer	39881
Ansvar	KFR
Förskrivare	AS
Längd	200cm
Invändig bredd	82 cm
Längd ihopvikt	105 cm
Vikt	21 kg
Maxbelastning	400kg
Leverantör	Feal AB

Information vid förskrivning

OBS! Vid förskrivning av skenor, tänk på att enheten är styck så registrera 2 st ramper, 3st vid trehjulig elrullstolsmodell.

Rekommenderade ramplängder är:

20 cm nivåskillnad - Minst 1 meter lång ramp

40 cm nivåskillnad - Minst 2 meter lång ramp

60 cm nivåskillnad - Minst 3 meter lång ramp

På varje ramp finns en dekal som anger med vilken maximal last ramperna får belastas.

Maxlasten är angiven per styck. Ett **par** ramper kan alltså belastas med dubbla vikten, under förutsättning att vikten är jämnt fördelad.


Maxlasten per ramp anges med detta tecken:



Dekalen anger också vilken högsta nivåskillnad ramperna är lämpliga för.

Ta det försiktigt, och använd ramperna med gott omdöme.

Rekommenderad maxhöjd anges med detta tecken:



Med tanke på säkerheten rekommenderar HMC att man inte sitter i eldriven rullstol och kör uppför eller nerför portabla ramper.

Tröskelramp Quickramp




Tröskelramp i mjuk plast. Ramperna är 100 cm breda och kan kapas med en mattkniv (tillhandahålls inte av HMC). Finns i 7 olika höjder.

Rampen fästs mot golvet med dubbelhäftande tejp (se tillbehör). Vid situationer där rampen behöver lyftas bort kan monteringsplattor användas i stället för tejp

Artikelnummer	42246	Tröskelramp H 4 mm
	42245	Tröskelramp H 6 mm
	42247	Tröskelramp H 8 mm
	42241	Tröskelramp H 10 mm
	42238	Tröskelramp H 12 mm
	42239	Tröskelramp H 14 mm
	42244	Tröskelramp H 16 mm

Ansvar	KF
Förskrivare	AS
Leverantör	Kvistberga Group AB

Tröskelramp Excellent





Tröskelramp i hård plast. Ramperna är 75 cm breda och finns i 3 fasta höjder, 18mm, 36mm och 54mm. Det går att finjustera höjderna med hjälp av förhöjningsremсор i 2mm intervall upp till 18mm (se tillbehör) som trycks fast på undersidan av rampen. Till en tröskelramp behövs 3 st remсор. Förhöjningsremсорna kan beställas i 3, 21 eller 75-pack.




Vid behov av bredare ramp än 75 cm så finns det en 25 cm breddningssats att montera på. Behöver rampen kapas så kan en fogsvans användas (vid behov kontakta sortimentsansvarig konsulent). Det finns även hörnmoduler att montera vid behov.

Rampen fästs mot golvet med 2 st monteringsplattor försedda med dubbelhäftande tejp (se tillbehör)

Artikelnummer	42240	Tröskelramp h18 mm (1-lager), dj 137mm
	42945	Tröskelramp h18 mm 1:12 (1-lager), dj 260 mm
	42242	Tröskelramp h36 mm (2-lager), dj 260mm
	42243	Tröskelramp h54 mm (3-lager), dj 385mm
	42459	Breddning av 1-lager
	42946	Breddning av 1-lager 1:12
	42462	Breddning av 2-lager
	42460	Breddning av 3-lager
	42464	Hörnmodul till 1-lager
	42947	Hörnmodul till 1-lager 1:12
	42463	Hörnmodul till 2-lager
	42461	Hörnmodul till 3-lager

Ansvar	KF
Förskrivare	AS
Leverantör	Kvistberga Group AB

Tillbehör Tröskelramp Quickramp	
	
<p>42465 Quicktape 4st 42230 Quicktape 25st</p>	<p>42231 Monteringsplatta Qramp självhäftande 25st</p>

Tillbehör Tröskelramp Excellent	
	
<p>42237 Förhöjningsremsa 3-pack 42235 Förhöjningsremsa 21-pack 42232 Förhöjningsremsa 75-pack</p>	<p>42233 Monteringsplatta Excellent självhäftande 25st</p>
	
<p>42458 Gummiproppar (friktionstassar) svarta 100st/fp</p>	

OBS! Samtliga tillbehör till Quickramp och Excellent beställs till Vårdenhet

Quickramp och Excellent ramperna är tillverkade av ett återvinningsbart material. Återsänd gärna det material som inte används, exempelvis ramper som ni inte avser att lämna ut igen, kapade rampbitar etc till HMC. Kvistberga tar hand om svinnet och tillverkar nya ramper av materialet.