



LANDSTINGET SÖRMLAND
Habilitering & Hjälpmedel

Sortimentsöversikt Tillsatser till möbler

Förhöjningsplatta
Förhöjningskloss
Förhöjningsramp
Läsbord/Arbetsbord

Innehåll

Förhöjningsplatta.....	1
Bertilplatta låg.....	1
Bertilplatta hög.....	1
Förhöjningskloss	2
Förhöjningskloss REKO	2
Förhöjningskloss Magnum	2
Förhöjningskloss Bill	2
Förhöjningskloss Liljan.....	3
Förhöjningskloss Optimal.....	3
Förhöjningsramp.....	4
Glidhjul	5
Glidhjul.....	5
Läsbord	5
Bokstöd.....	5
Säng/Arbetsbord Sonett Basic	5

Förhöjningsplatta



Bertilplatta låg

Art nr 30501

Plattorna har slutna celler vilket innebär att de inte drar åt sig vatten samt att det går att skära i dem. Plattorna har en gul kantmarkering på ovansidan, på undersidan finns antihalkremsor. Plattorna kan limmas samman för att få högre höjd.

Leverantör Habo TräFo AB /Gula Rehab
www.gulare.com

Storlek 40x40x6 cm
Vikt 500 g



Bertilplatta hög

Art nr 30740

Plattorna har slutna celler vilket innebär att de inte drar åt sig vatten samt att det går att skära i dem. Plattorna har en gul kantmarkering på ovansidan, på undersidan finns antihalkremsor. Plattorna kan limmas samman för att få högre höjd.

Leverantör Habo TräFo AB /Gula Rehab
www.gulare.com

Storlek 40x40x8,5 cm
Vikt 650 g

Förhöjningskloss



Förhöjningskloss REKO

Art nr 12994

Kan användas för att höja stol, säng, bord m.m.
Max 3 st distansklossar får användas.

Leverantör Swereco www.swereco.se

Invändigt mått 6x6 cm
Brukarvikt ingen begränsning



Förhöjningskloss Magnum

Art nr 17136

Kan användas för att höja stol, säng, bord m.m.
Max 3 st distansklossar får användas.
Passar även ben som är bredare än förhöjningsklossen,
så länge de inte är tjockare än 3 cm samt sockelsängar.

Leverantör Swereco www.swereco.se

Invändigt mått 10x10 cm
Brukarvikt ingen begränsning



Förhöjningskloss Bill

Art nr 12977

Kan användas för att höja stol, säng, bord m.m.
Den runda botten gör den speciellt lämplig för förhöjning
av stolar med lutande ben.
Max 2 st distansklossar får användas.

Leverantör Swereco www.swereco.se

Passar till ben Ø 3-5 cm.

Brukarvikt max 320 kg inkl. möbelns tyngd (maxvikten
är beräknad då 4 förhöjningsklossar används)

Förhöjningskloss Liljan



Art nr 12996

Liljan passar de flesta benformer, är lätt att sätta fast och monteras utan verktyg. I första steget förhöjs benet 5 cm. För varje förhöjningsbit som placeras inuti Liljan ökas höjden 2,5 cm.

De flikar som håller fast benet är av mjuk plast och skadar därför inte möbelen


Leverantör Liko www.liko.se

Passar till ben:

- Kvadratiska ben upp till 6 cm
- Runda ben upp till Ø 6 cm
- Ovala ben upp till 4x6,5 cm
- Rektangulära ben upp till 4x6,5 cm

Brukarvikt max belastning per ben: 120 kg

Förhöjningskloss Optimal



Art nr 27836

Förhöjer sängar med medar, sockel, fyrkantiga och runda ben. Optimal passar till merparten av alla möbelben. Förhöjningsplatta medföljer varje kloss. Lätt att använda och inga verktyg behövs.

Leverantör Habo TräFo AB /Gula Rehab
www.gulare.com

Invändigt mått 8-10,5 cm

Höjd 6 och 9 cm

Brukarvikt max 300 kg inkl. möbelns tyngd (maxvikten är beräknad då 4 förhöjningsklossar används)



Förhöjningsramp

Art nr 39220 Förhöjningsramp smal överdel med ändstopp
Art nr 39221 Förhöjningsramp smal underdel med ändstopp
Art nr 39222 Förhöjningsramp bred överdel med ändstopp
Art nr 39223 Förhöjningsramp bred underdel med ändstopp

Förhöjningsramper till sängar som har medar.
Ramperna kan kombineras med varandra. Behövs flera
ramper på varandra rekommenderas breda i botten och en
smal överst för optimal stabilitet.

Undvik att höja med mer än 3 ramper.

Höjd varje ramp höjer 4,5 cm
Invändig bredd 7 cm alternativt 9,5 cm
Längd 90 cm

Leverantör Sp Inredning & Snickeri www.snickeri.info

Brukarvikt ingen begränsning

Glidhjul



Glidhjul

Art nr 21355

Hjulen monteras på frambenen på en vanlig trästol. Glidhjulet kan monteras på de flesta stolar.

De fall där det kan vara svårt att montera hjulet är:

- När man har ett framben som lutar starkt mot golvet
- När tjockleken framifrån och bakåt på benet vid golvet är mer än 4 cm eller mindre än 2 cm. Hjulen monteras av tekniker.

Leverantör Balzar Beskow AB www.balzar.se

Läsbord



Bokstöd

Art nr 13046

Bokstöd tillverkat av trä som ska placeras på plant underlag. Skivan är ställbar i olika vinklar och har en kantlist i nederkant.

Leverantör Habo TräFo AB /Gula Rehab
www.gulare.com

Höjd 27 cm
Bredd 42 cm



Säng/Arbetsbord Sonett Basic

Art nr 12546

Vinklingsbar lässkiva i 6 lägen

Leverantör Invacare www.invacare.se

Höjd 65-100 cm
Belastning max 20 kg